

Vähennä ohivuotojen riskiä

Kuperat avannesidokset

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Avannekomplikaatiot ovat melko yleisiä leikkauksen jälkeen ja niitä voi kehittyä myös myöhemmässä vaiheessa kehon muutosten vuoksi. Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla avanteen sijainti, fistelin synty tai runsas nesteen erity.

Jos potilaat kohtaavat tällaisia haasteita, vuodosta tulee usein ongelma. Pohjalevyn alle tihkuvat eritteet voivat ärsyttää avanteen ympärysihoa ja huonontaa avannesidoksen kiinnittymistä.



Ratkaisumme? Valitse kuperaus!

Kuperille avannesidoksille on tunnusomaista kuperan muotoinen pohjalevy, joka auttaa tuomaan painetta avanteen ympärysiholle ja näin työntää avannetta ulospäin.

Kupera avannesidos:



varmistaa tiiviiden avanteen ympärille



auttaa ehkäisemään ohivuotoja



auttaa avanteen ympärysihoa pysymään terveenä



kupera pohjalevy



Milloin

kupera sidos on hyödyllinen?

Jokainen avanne on yksilöllinen ja usein avannesidoksen kuperuudesta voi olla iso apu. Oikeaa tuotetta valitessa tulee huomioida potilaan vatsan anatomiset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä itse avanteen ominaisuudet.

Kuperaus voi tuoda apua seuraaviin haasteisiin:



Matala avanne

Avanteen tulisi olla korkeudeltaan 2,5 cm, jotta avannesidoksen pohjalevyn tiiviste toimii hyvin. Jos avanne on ihon kanssa samalla tasolla, se luokitellaan matalaksi.



Vetäytynyt avanne

Avanne vetäytyy ihon tason alapuolelle. Tämän on voinut aiheuttaa tekninen haaste leikkauksen aikana tai leikkauksen jälkeinen painonnousu.



Teleskooppinen avanne

Erityisesti yöllä, kun potilaat ovat makuulla, teleskooppinen avanne voi liukua ihon pintaa kohti tai sen alapuolelle.



Avanteen sijainti on huono

Jos avanne on leikattu kiireellisessä leikkauksessa tai kun vatsa on ollut pullistunut, lopputulos ei välttämättä ole optimaalinen.



Avannetta ympärivässä ihosta on ihopoimuja, ryppyjä tai muuta epätasaisuutta

Iholle voi muodostua kanavamaisia poimuja, joka heikentää sidoksen istuvuutta ja voi aiheuttaa ohivuotoja.



Pehmeä vatsan iho

Vatsalihasten ollessa heikot, avanne ei saa riittävästi tukea, mikä voi aiheuttaa painaumuksia avanteen ympärysti.



Runsastaasti erittävät avanteet

Kun avanteen erityys ylittää 750 millilitraa vuorokaudessa, ohivuotojen todennäköisyys kasvaa. Samoin voi käydä, jos erite on pääsääntöisesti erittäin löysää tai nestemäistä.

B. Braunin

ratkaisu kuperiin avannesidoksiin

B. Braunilla on tarjota laaja valikoima kuperia vaihtoehtoja. Näin löydät potilaalle parhaiten sopivat ratkaisut.



Kuperien avannesidosten valikoima

1-osaista avannesidokset

Flexima®



Kohtalainen kuperuus auttaa avannetta työntymään ulospäin.



Flexima® Active O' convex



Joustava, kupera pohjalevy auttaa matalaa avannetta työntymään ulospäin, täyttää ihopoimuja ja -painaumia sekä luo tiiviin suojan avanteen ympärille. Auttaa vähentämään avanteen ympärysiholle kohdistuvaa painetta.



2-osaista avannesidokset

Flexima® Key



Kohtalainen kuperuus auttaa avannetta työntymään ulospäin.





Flexima® 3S




Keskisyvä kuperuus auttaa täyttämään keskisyviä ja syviä ihopoimuja ja -painaumia.





Pehmeästi loiva kuperuus

Kaikki B. Braunin 4–6 mm tuotteet ovat loivasti kuperia. Kuperia tuotteita käytettäessä paine jakautuu paremmin ja muotoutuu avannetta ympäröivän ihon mukaisesti.



Avannevyöllä voi vahvistaa kuperuuden vaikutusta

Avannevyötä voi käyttää tuomaan lisävarmuutta ja vahvistamaan kuperuutta. Vyö on mahdollista kiinnittää kolmeen eri asentoon pohjalevyn kummaltakin puolelta.

B. Braunin kuperat avannesidokset

Tilaustiedot

- ✂ Leikattava
- Beige
- Läpinäkyvä
- Kurkistusikkuna / beige

- * Kaikki tilavuudet mitataan ISO 8670-2 -standardin mukaisesti
- ** Laatikko sisältää 10 universaalia yhdistäjää
- *** Laatikko sisältää 30 universaalia yhdistäjää

1-osaiset sidokset kuperalla pohjalevyllä

	Flexima® suljettu convex	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-35	10	● 44017A ○ 44117A	± 430 ml
			≥15-45	10	● 44018A ○ 44118A	± 430 ml
					●	
	Flexima® Roll'up convex	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-35	10	● 42717A ○ 42817A	± 570 ml
			≥15-45	10	● 42718A ○ 42818A	± 570 ml
			25	10	● 42726A ●	± 570 ml
			30	10	● 42731A ●	± 570 ml
	Flexima® Uro Silk convex**	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-25	10**	○ 44915A	± 700 ml
			≥15-35	10**	● 44919A ○ 44917A	± 700 ml
	Flexima® Active O' convex Roll'up	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-45	10	● 4622716FI	± 570 ml
		Maxi	≥15-45	10	● 4622717FI ○ 4621716FI	± 700 ml
		Maxi	≥15-35	10	● 4622715FI ○	± 700 ml
	Flexima® Active O' convex suljettu	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-45	10	● 4612716FI	± 450 ml
	Flexima® Active O' convex Uro**	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
		Midi	≥15-35	10**	○	○ 4641715FI ± 700 ml
		Midi	≥15-35	10**	● 4642715FI	± 670 ml
	Flexima® Active O' convex High Flow	Koko	Ø (mm)	Kpl / ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
			15-45		● 4632716FI	± 920 ml

2-osaiset sidokset kuperalla pohjalevyllä



Flexima® Key convex



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero
50	≥15-25	5	62052A
60	≥15-35	5	62062A
60	≥15-45	5	62063A
60	25	5	62064A
60	30	5	62066A
60	35	5	62067A
60	40	5	62069A

Flexima® Key Maxi (High Flow)

Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Maxi	50	30	62550A ○	± 800 ml
	60	30	62560A ○	± 690 ml



Flexima® Key suljettu



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	40	30	62140A ○ 62240A	± 450 ml
	50	30	62150A ○ 62250A	± 430 ml
Maxi	60	30	62160A ○ 62260A	± 600 ml

Flexima® Key Roll'up



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	40	30	621241A ○ 621240A	± 580 ml
	50	30	621251A ○ 621250A	± 570 ml
Maxi	60	30	621261A ○ 621260A	± 620 ml



Flexima® 3S convex



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero
45	≥15-30	5	937415FI
55	≥15-40	5	937515FI
65	≥15-50	5	937615FI

Flexima® 3S suljettu



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	45	30	931045FI	± 510 ml
	55	30	931055FI	± 490 ml
	65	30	931065FI	± 490 ml
Maxi	45	30	931445FI ○ 931545FI	± 670 ml
	55	30	931455FI ○ 931555FI	± 670 ml
	65	30	931465FI ○	± 640 ml

Flexima® 3S Roll'up



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	45	30	932045FI ○ 932145FI	± 680 ml
	55	30	932055FI ○ 932155FI	± 600 ml
	65	30	932065FI ○ 932165FI	± 570 ml
Maxi	45	30	932445FI ○ 932545FI	± 810 ml
	55	30	932455FI ○ 932555FI	± 750 ml
	65	30	932465FI ○ 932565FI	± 740 ml

Flexima® 3S High Flow



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	55	30	933055FI ○ 933155FI	± 940 ml
	65	30	933065FI ○ 933165FI	± 920 ml

Flexima® 3S Uro***



Koko	Ø (mm)	Kpl / Itk	Tuotenumero	Volyyimi*
Midi	45	30***	934045FI ○ 934145FI	± 770 ml
	55	30***	934055FI ○ 934155FI	± 730 ml
	65	30***	934065FI ○ 934165FI	± 690 ml

Lisätarvikkeet

Ally®-avannetukivyyö	Kpl / Ltk	Tuotenumero	
	1	5028	
Flow Collector®	Kpl / Ltk	Tuotenumero	Volyyymi*
	15	039900A	± 2 litraa
Yhteensopiva avannesidosten kanssa: · Flexima® High Flow · Flexima® Active O' convex High Flow · Flexima® Key Maxi (High Flow) · Flexima® 3S High Flow			

B. Braun Medical Oy | Karvaamokuja 2b | 00380 Helsinki
www.bbraun.fi | myynti.fi@bbraun.com | Puh. 020 177 2700



Nämä luokan I lääkinälliset laitteet ovat MDR (EU) 2017/745:n mukaisia ja CE-sertifioituja tällä perusteella. Lue lääketieteellisen laitteen ohjeet huolellisesti pakkausselosteesta ja pakkauksen etiketistä. Flexima®-tuotteet sekä B. Braun Stoma Care Belt -avannevyyön on valmistanut B. BRAUN MEDICAL SAS.

Tuotekuvat ja asiakirjat ovat viitteellisiä. Tämä asiakirja, sen sisältö, mukaan lukien tässä mainitut institutionaaliset tiedot, tiedot, tavaramerkit ja logot, ovat B. Braunin yksinomaista omaisuutta. Tämän asiakirjan ja sen sisällön esittäminen ja/tai jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman B. Braunin etukäteen antamaa nimenomaista lupaa, ja se loukkaa B. Braunin immateriaalioikeuksia.

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.